

Désignation

- Barreau cylindrique bande latérale 35x7mm

Référence

- 046055

Unité de vente

1 Barreau

Description

- Agitateur magnétique polyvalent pour une grande variété d'applications.
- Génère une turbulence accrue à basse vitesse par rapport à une forme cylindrique.
- PTFE vierge conforme aux normes FDA et USP Classe VI.
- Noyau magnétique Alnico V.
- Résistance chimique quasi totale.
- Plage de température : -200 °C à 260 °C
- Durée de conservation illimitée dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.
- Autoclavable

