

## Désignation

- Bonbonne 5 litres en verre borosilicaté avec robinet

## Référence

- 046422

## Unité de vente

1 Bonbonne

## Description

- Bonbonne 5 litres en verre borosilicaté avec robinet
- Bonbonne en verre borosilicaté avec tubulure à sa base de filetage GL32.
- Col à capuchon vissant DIN GL45
- Graduées
- Livrées complètes avec capuchon de raccordement à visser, joint en silicone, robinet d'écoulement et pointeau en PTFE
- Volume 5 l
- Matériau : Bonbonne : verre borosilicaté / Joint : silicone / Pointeau : PTFE
- Dimensions Col : GL 45
- Dimensions Filetage tubulure : GL 32
- Autoclavable
- Capuchon vissant DIN GL 45 : oui
- Graduation

