

FICHE TECHNIQUE

Référence	047972
Désignation	Chariot paillasse



Description :

- ✓ Chariot mobile
- ✓ A utiliser avec les équipements Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ RT, Mach 1.6R
- ✓ Modèles à hauteur de paillasse ou sous armoire disponible
- ✓ Avec roulettes
- ✓ Poids : 2,5 kg
- ✓ Dimensions (L x l x h) : 67 x 55,1 x 60 cm

Unité de vente :

1 Chariot paillasse