

Désignation

- Flacon compte-gouttes complet 60 ml coloris naturel Wheaton

Référence

- 048114

Unité de vente : 144



-
- Flacons complets avec compte-gouttes et bouchons.
 - En polyéthylène basse densité (LDPE)
 - Pointe compte-gouttes et bouchon en polypropylène
 - Délivrent une goutte à la fois
 - Volume de la goutte : 41 μ l +/- 5 μ l
 - Flacons de coloris naturel ou blanc
 - Le coloris blanc protège les échantillons sensibles aux UV
 - Volume 60 ml
 - Dimensions \varnothing x h : 39 x 101 mm
 - Couleur Naturel
 - Bouchon : 20-410