

Désignation

- Bouteille graduée bouchon teflon 60 ml

Référence

- 048496

Unité de vente : 48



---

**Description**

- Bouteilles pour échantillons  
Pour poudres, échantillons secs
- Double graduation en Oz et en ml
- Diamètre x hauteur : 42 x 85 mm
- Matériau Type de verre : Sodocalcique transparent de type III
- Matériau du revêtement Polyéthylène expansé recouvert de PTFE
- Capacité 60 ml
- Diamètre 43 mm
- Sujet 38-400
- Matériau du capuchon : Polypropylène blanc
- Bouchon : 38-400
- Hauteur 84 mm

