

## Désignation

- Multiscreen imm-p steril

## Référence

- 051140

Unité de vente : 10



- 
- MultiScreen-IP, 0,45 µm, transparent, stérile
  - Non compatibles avec une automatisation
  - Code du filtre IP
  - Code couleur Transparent
  - Nbre de puits 96
  - Quality Level MQ400
  - Principales applications : Essais ELISPOT
  - Milieux de culture Immobilon®-P
  - Stérile
  - Stem Cell Type :
    - Cellules souches embryonnaires de souris
    - Cellules souches embryonnaires humaines
    - Cellules souches mésenchymateuses
    - Cellules souches neuronales
    - Cellules souches hématopoétiques
    - Cellules épithéliales
    - Cellules souches pancréatiques
    - Cellules souches cardiaques
    - Cellules souches pluripotentes induites
  - Informations physico-chimiques
  - Dimension de pores : 0.45 µm
  - Surface de filtration 0.28 cm<sup>2</sup>
  - Volume : 50 µL–250 µL
  - Chimie : PVDF hydrophobe
  - Matériau du dispositif : Acrylique

