

**Désignation**

- Plaques de filtration

**Référence**

- 051620

**Unité de vente**

10 Plaques



---

**Description**

RIA (radioimmunoessai) en phase solide, hybridation d'ADN, ELISA, fixation de protéines

**Caractéristiques techniques**

- Code couleur : transparent
- Plaque en polystyrène
- Filtre : esther de cellulose
- Porosité : 0,45  $\mu$ l
- Volume : 50  $\mu$ L–250  $\mu$ L
- Nombre de puits : 96
- Stérile

