

Désignation

- Plaques de filtration

Référence

- 051633

Unité de vente

10 Plaques



Description

Etudes de fixation sur les récepteurs à partir de cellules entières et fragments de cellules, essais de précipitation de protéine kinase/phosphatase, essais à base de résines/billes

Caractéristiques techniques

- Code couleur : transparent
- Plaque en polystyrène
- Filtre : PVDF
- Porosité : 0,45 μ l
- Volume : 50 μ L–250 μ L
- Nombre de puits : 96
- Stérile

