

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	052383
<b>Désignation</b>	Solution Tampon d étalonnage pH 4,01

---

### Description :

- ✓ La solution tampon est fabriquée à partir de formules précises et ajustée à l'aide d'un pH mètre étalonné avec un tampon rattaché aux normes NBS/NIST
- ✓ Le numéro de lot, date de péremption et table de température figurent sur l'emballage
- ✓ Température de stockage : 10-25°C
- ✓ Température de transport: 10-25°C
- ✓ La durée de conservation après ouverture du flacon est d'environ 4 mois

### Unité de vente :

1 l

---