


Désignation

- Support de nettoyage pour lamelles

Référence

- 053492

Unité de vente : 1



-
- Simple d'utilisation : ce support monobloc en polypropylène ne nécessite aucun assemblage et est résistant aux produits chimiques et à la chaleur.
 - Autoclavable
 - Sécurité : sa conception innovante comprend une encoche pour fixer les lamelles avec un élastique ou une boucle de monofilament.
 - Compatible : il s'insère dans un bécher de 100 ml et peut accueillir un petit barreau d'agitation une fois immergé.