

Désignation

- Pastilles de chlore

Référence

- 053849

Unité de vente : 48



Description

- ROProtect C
- Protège la membrane d'osmose inverse (RO) des contaminants
- Niveau de qualité : 300
- Désinfecte et protège la membrane d'osmose inverse
- Composition : mélange de triclosène sodique dihydraté, de carbonate de sodium et d'acide adipique
- Conditionnement : paquet de 48 comprimés
- Conditions de stockage : sécher à température ambiante (Bien fermé. Ne pas stocker à proximité d'acides. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition)
- Compatibilité. À utiliser avec :

AFS®
Elix® Advantage - Elix® Essential UV - Elix® Essential - Elix® Référence
Milli-Q® EQ 7008 - Milli-Q® EQ 7016 - Milli-Q® HR - Milli-Q® HX
Milli-Q® IX 7003
Milli-Q® IX 7005
Milli-Q® IX 7010
Milli-Q® IX 7015
Milli-Q® Direct
Milli-Q® IQ 7003
Milli-Q® IQ 7005
Milli-Q® IQ 7010
Milli-Q® IQ 7015
RiOs™ Essential
Milli-Q® IQ 7015
RiOs™ Essential

