

### Désignation

- Bocal 500 ml couvercle PP/polyvinyl

### Référence

- 054969

Unité de vente : 12



---

### Description

- Bocal transparent WHEATON® à parois droites, bouchon en polypropylène blanc, doublure en polyvinyle
- La conception à large ouverture est idéale pour les grands échantillons solides
- Les parois droites permettent un retrait complet du contenu
- Idéal pour l'échantillonnage et les applications environnementales
- Le joint maintient la bouteille scellée, protégeant ainsi le contenu contre toute utilisation accidentelle
- Diamètre x hauteur : 91 x 97 mm
- Type de matériau : Verre sodocalcique transparent de type III USP
- Capacité 500 ml
- Couleur : transparent
- Filetage : 89-400
- Hauteur : 95 mm
- Matériau du bouchon : polypropylène
- Matériau du joint : polyvinyle

