

Désignation

- Cryotube pas de vis int fond conique 1ml ailettes NUNC

Référence

- 055002K

Unité de vente

- 2000 cryotubes

Description

- Tube cryogénique
- Anti-rotation Oui
- Matériau du bouchon / Polypropylène
- Bouchon à vis
- Exempt de DNase
- Avec surface d'écriture
- Diamètre 12.5 mm
- Longueur : 42 mm
- Imprimé
- Gamme de produits Nunc™
- Exempt de RNase
- À base autostable
- Vapeur de LN2 (à -150°C) Oui
- Forme du fond : Conique
- Capacité 1.0 ml
- Matériau : Polypropylène (bouchon)
- Filetage Interne
- Stérile

