

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--|
| Référence | 055003K |
| Désignation | Cryotube 1,8 ml fond rond à pas de vis interne, joint silicone |



Description :

Anti-rotation No

Capacité (impériale) 0.06086 oz.

Matériau du bouchon Polypropylène (PP)

Type de bouchon Screw Cap

Exempt de DNase Oui

Imprimé Oui

Diamètre (métrique) externe 12.5 mm

Type Cryogénique, Cryogenic Tube

Certifications/Conformité Marquage CE pour le stockage des échantillons diagnostiques dans l'Union Européenne. Conforme aux normes de transport de l'IATA.

Description Avec surface d'écriture et bouchon à vis

Diamètre (impériale) externe 0.492 in

Capacité (métrique) 1.8 ml

Forme du fond Rond

Matériau Polypropylène (bouchon)

Type de filetage Interne

Longueur (impériale) 1.929 in

Longueur (métrique) 49 mm

Modèle À base autostable

Exempt de RNase Oui
Vapeur de LN2 (à -150°C) Oui
Gamme de produits Nunc™
Stérilité Stérile
Carton de : 50