

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	055004C
<b>Désignation</b>	Cryotube 1,8 ml



### Description :

- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : rond
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : oui
- ✓ Bouchon : oui, bouchon à vis avec joint, filetage interne
- ✓ non cytotoxique, non mutagènes et apyrogènes

### Certificats :

- ✓ Stérile : oui, certification SAL 10-6

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : non
- ✓ Températures d'utilisation : stockage frigorifique général (+4°C) à la phase vapeur de l'azote liquide
- ✓ Volume : 1,8 ml
- ✓ Dimensions long 48 mm

**Unité de vente :** 500 Cryotubes