

## Désignation

- CRYOTUBE PAS DE VIS INT FOND ROND 1,8ml AILETTES NUNC

## Référence

- 055005K

## Unité de vente

- 1800

## Description

- Les tubes cryogéniques pour les biobanques et la culture cellulaire permettent de stocker les échantillons d'un stockage frigorifique général jusqu'à la phase vapeur de l'azote liquide.
- Anti-rotation
- Matériau du bouchon : Polypropylène
- Bouchon à vis
- Exempt de DNaseOui
- Avec surface d'écriture
- Diamètre 12.5 mm
- Longueur 49 mm
- Imprimé
- Gamme de produitsNunc™
- Exempt de RNase
- ModèleÀ base autostable
- Vapeur de LN2 (à -150°C)Oui
- Forme du fond : Rond
- Capacité 1.8 ml
- Matériau : Polypropylène (bouchon)
- Stérile
- Type de filetage Interne

