

Désignation

- Cryotube pas de vis interne fond rond 4,5ml avec jupe Nunc

Référence

- 055009

Unité de vente

50 Cryotubes

Description

- Tubes cryogéniques Nunc™ pour culture cellulaire et mise en banque de matériel biologique
- Les tubes cryogéniques pour les biobanques et la culture cellulaire permettent de stocker les échantillons d'un stockage frigorifique général jusqu'à la phase vapeur de l'azote liquide.
- Anti-rotation
- Matériau du bouchon Polypropylène
- Type de bouchon Bouchon à vis
- Exempt de DNase
- Diamètre 12.5 mm
- Longueur 92 mm
- Imprimé
- Exempt de RNase
- Modèle À base autostable
- Vapeur de LN2 (à -150°C)
- Forme du fond Conique
- Capacité 4.5 ml
- Matériau : Polypropylène (bouchon)
- Stérile
- Type de filetage Interne

