


FICHE TECHNIQUE

Référence	055071C
Designation	LabTek I sur lame plastique séparable, à 8 chambres de culture Nunc



Description :

Puits 8

Surface de culture 0,8 cm²

Matériau du couvercle Polystyrene

Description 8-well Chamber Slide w/ removable wells

Traitement de surface Traitées pour la culture cellulaire

Matériau Plastique Permanox

Volume (métrique) utile 0,2 à 0,4 ml

Comprend Clear polystyrene lid with handle on the side for aseptic manipulations

Dimensions (LxW) 75 x 25 mm

Stérilité Stérile

Couleur de bouchon Clear

Carton de : 8