


FICHE TECHNIQUE

Référence	055083C
Designation	LabTek I sur lamelle en verre non séparable, à 8 chambres de culture Nunc



Description :

Puits 8

Surface de culture 0.8 cm²

Matériau du couvercle Polystyrene

Description 8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells

Traitement de surface Culture cellulaire

Matériau Borosilicaté

Volume (métrique) utile 0.2 à 0.4 ml

Épaisseur (métrique) 0,13 à 0,17 mm

Comprend Clear polystyrene lid with handle on the side for aseptic manipulations

Dimensions (LxW) 57 x 25 mm

Stérilité Stérile

Couleur de bouchon Clear

Carton de : 8