

FICHE TECHNIQUE

Référence	056494
Désignation	Boîte de pétri



Description :

- ✓ Conçues pour optimiser les applications de culture cellulaire et les types de cellules
- ✓ Fournissent de bons résultats dans les distributeurs automatiques en raison de leur planéité complète et de leur hauteur uniforme
- ✓ Diamètre : 140 mm
- ✓ Stérile
- ✓ Hauteur : 20 mm
- ✓ Compartiment : 1
- ✓ Surface de culture : 145 cm²
- ✓ Revêtement de surface : Nunclon Delta

Unité de vente :

80 Boîtes de pétri
