

Désignation

- Spatule smartspatula 210mm opaque

Référence

- 059362B

Unité de vente : 300



- Usage unique : élimine le risque de contamination croisée par les spatules.
- Le polypropylène est autoclavable et résistant aux acides et bases dilués.
- Ne se brise pas après exposition à des échantillons congelés dans l'azote liquide.
- Testé SGS pour les normes américaines et européennes de contact alimentaire.
- Les spatules LevGo® smartSpatula® sont des outils polyvalents à double extrémité qui offrent une utilité infinie en laboratoire, notamment pour le transfert, la manipulation et la manipulation de divers produits chimiques et biologiques. Elles sont largement utilisées dans les laboratoires commerciaux, universitaires, de diagnostic et pharmaceutiques du monde entier, ainsi que par les pharmaciens préparateurs de médicaments pour la fabrication de médicaments personnalisés.
- Dimensions : 210 x 7 mm