

GEL DÉSINFECTANT POUR FRICTION HYDROALCOOLIQUE

Aniosgel 85 NPC

GEL HYDROALCOOLIQUE POUR DESINFECTION HYGIENIQUE DES MAINS

Gel hydroalcoolique pour les mains

- Contient des agents apaisants pour la peau
- Actif sur les bactéries, les levures, les moisissures et les virus
- Sans parfum ni colorant
- Testé sous contrôle dermatologique
- Large gamme de distributeurs et supports adaptés aux conditionnements



Aniosgel 85 NPC

Gel hydroalcoolique pour les mains



1. 3ml Doses
2. 30ml Flaçon
3. 100ml Flaçon
4. 300ml Flaçon pompe vissée
5. 500ml Flaçon pompe vissée
6. 1L Flaçon pompe vissée
7. 1L Flaçon Airless
8. 1L Flaçon CPA Airless
9. 5L Bidon

APPLICATION

ACTIVITES	TEMPS DE CONTACT
Bactéricide EN 13727 (30 sec) / EN 1500 (30 sec)	30 sec
Levuricide EN 13624	30 sec
Mycobactéricide EN 14348	30 sec
Virucide à spectre limité* EN 14476 (30 sec) / EN 17430 (60 sec)	60 sec

*Spectre d'efficacité limité comprenant Adenovirus, Norovirus, Rotavirus et les virus enveloppés.

INFORMATIONS

	PRODUIT	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES
1	ANIOSGEL 85 NPC 3 ml	500 x 3 ml	1664273FG
2	ANIOSGEL 85 NPC flaçon de 30 ml	100 x 30 ml	1644651
3	ANIOSGEL 85 NPC flaçon de 100 ml	20 x 100 ml	1644505
4	ANIOSGEL 85 NPC flaçon de 300 ml pompe	6 x 300 ml	1644762
5	ANIOSGEL 85 NPC flaçon de 500 ml pompe	12 x 500 ml	1644748
6	ANIOSGEL 85 NPC flaçon de 1L pompe	12 x 1L	1644763
7	ANIOSGEL 85 NPC flaçon de 1L Airless	12 x 1L	1644333
8	ANIOSGEL 85 NPC flaçon de 1L CPA Airless	12 x 1L	1644679
9	ANIOSGEL 85 NPC bidon de 5L	4 x 5L	1644034



PRODUIT BIOCIDE DESTINE A L'HYGIENE HUMAINE (GROUPE 1 - TP1).

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRECAUTIONS. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

MODE D'EMPLOI

Appliquer la solution non diluée sur les mains propres et sèches. Frotter soigneusement les mains, en s'assurant que toutes les zones restent humides pendant tout le temps de contact.

Frotter jusqu'à ce que les mains soient complètement sèches. Ne pas rincer.

COMPOSITION

100 g de produit contiennent : 70 g d'éthanol (N°CAS 64-17-5), en présence d'eau et d'agents épaississants, hydratants et apaisants, sans parfum ni colorant.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Produit à conserver dans son emballage d'origine entre 5°C et 25°C, à l'abri de la lumière.

ELIMINATION EMBALLAGES ET PRODUITS RESIDUELS

Consulter la fiche de données de sécurité.



LABORATOIRES ANIOS

1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

ECOLAB[®]
PROTECTING WHAT'S VITAL™

LABORATOIRES
ANIOS
An Ecolab Company