

## Désignation

- Sachet stable Doypack alu 210x270mm + 2x55mm

## Référence

- 060572B

Unité de vente : 500



- Sachet Doypack® alimentaire en aluminium
- Sachet totalement opaque en aluminium
- Sachet refermable et réutilisable
- Complexe PET/ALU/PE
- Protection optimale des produits, préservation des arômes
- Barrière à l'humidité, aux rayons UV et aux gaz
- Idéal pour les types d'aliments : humides, secs ou gras...
- Apte au contact alimentaire
- Format Stand Up, pour une meilleure visibilité dans les linéaires
- Brillance importante avec le complexage aluminium & PET
- Existe en différents formats
- Personnalisable (selon demande)
- Fermeture avec un effet tactile et sonore (Clicky)
- Conditionné par carton de 500 sachets
- Dimensions : 210x270+2x55+40 mm
- Contenant : 2000 ml

