

### Désignation

- Sachet Minigrip 230x320mm

### Référence

- 060580

### Unité de vente

- 1000 Sachets

### Description

- Sachet plastique transparent 100% recyclable avec zip intégré
- Sachet neutre transparent
- Matière PEBD (polyéthylène basse densité)
- Epaisseur 60 µm
- Dimensions : 230 x 320 mm
- Trou de suspension de ø8 mm selon la dimension du sachet
- Trou d'aération 4 mm
- Apte au contact alimentaire
- 3 liserés rouges
- Réutilisable, refermable et recyclable
- Conditionnement par rouleau
- Carton de 1000 sachets

