

Désignation

- Sachet Minigrip 100µm 250x320mm

Référence

- 060596

Unité de vente : 500



-
- Sachet refermable transparent avec une épaisseur de 100µm
 - Epaisseur de 100 µm ultra résistant
 - Apte au contact alimentaire
 - Matière PEBD (polyéthylène basse densité)
 - Trou de suspension de ø8 mm
 - Voile strié pour une meilleure prise en main
 - Liserés rouges (Minigrip®)
 - Refermable, réemployable et recyclable
 - Fabriqué en France
 - Carton de 500 sachets
 - Dimensions : 250 x 320 mm
 - Trou d'aération : ø4 mm