

## Désignation

- Sachet Minigrip 100µm 120x180mm

## Référence

- 060599

Unité de vente : 500



- 
- Sachet refermable transparent avec une épaisseur de 100µm
  - Epaisseur de 100 µm ultra résistant
  - Apte au contact alimentaire
  - Matière PEBD (polyéthylène basse densité)
  - Trou de suspension de ø8 mm
  - Voile strié pour une meilleure prise en main
  - Liserés rouges (Minigrip®)
  - Refermable, réemployable et recyclable
  - Fabriqué en France
  - Carton de 500 sachets
  - Dimensions : 120 x 180 mm
  - Trou d'aération : non