

## ● MODULE MOBILE PLATEAU BLOC

Module pour le ramassage et pré-désinfection des plateaux d'instrumentation au bloc opératoire.

### Instrubac plateau bloc :

Bac de 40 litres, gradué sur toute la hauteur, équipé d'un fond de cuve en pointe de diamant et d'un puisard pour permettre la vidange.

### Dimensions :

Hauteur totale avec Instrubac : 962 mm  
Module : L 850 x l 445 x H 917 mm  
Instrubac plateau bloc :  
L 730 x l 455 x H 345 mm (hors tout)

### Caractéristiques Techniques Module :

Acier inoxydable.  
Équipé de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins.  
Équipé de ridelles anti-chute pour bac inférieur.



COMPOSITION	RÉFS.
Ensemble sans vidange : chariot + bac 40 L + couvercle	404 660
Ensemble vidange totale : chariot + bac 40 L + couvercle	404 700

ACCESSOIRES	RÉFS.
Plaque de traçabilité (plaque + pince + minuterie)	404 661
Couvercle plié pour bac 40 L	404 656
Chariot seul	404 659
Bac 40 L sans vidange	404 655
Bac 40 L vidange totale	404 655A

## ● MODULE MOBILE SPÉCIAL ENDOSCOPIE

Bacs non fournis avec les modules.

### Dimensions :

**Module pour INSTRUBACS de 15L :**  
970 L x 440 l x 760 H mm  
1035 L x 505 l x 760 H mm (hors tout)  
Hauteur avec Instrubac 15L : 870mm

**Module pour INSTRUBACS 20L :**  
1095 L x 350 l x 760 H mm  
1200 L x 410 l x 760 H mm (hors tout)  
Hauteur avec Instrubac 20L : 920mm

### Caractéristiques :

Module en acier inoxydable pour INSTRUBACS de 15 ou 20 L autoclavables.



MODULES	RÉFS.
Module pour Instrubac 15L	404 077
Module pour Instrubac 20L	404 020

Pour commander les bacs, voir à l'intérieur de la plaquette.



# GAMME INSTRUBACS

LA SOLUTION HYGIÈNE DE L'INSTRUMENTATION

BACS AUTOCLAVABLES  
BACS NON AUTOCLAVABLES  
CONSOMMABLES ET MATÉRIELS



1 rue de l'Espoir - 59260 Lezennes - FRANCE  
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax +33 3 20 67 67 68  
[www.anios.com](http://www.anios.com)

FR 2024.05 - Instrubacs - Photos non contractuelles. Dangereux, respectez les précautions d'emploi. Les Laboratoires Anios déclinent toutes responsabilités en cas de non-respect des consignes d'utilisation des Instrubacs.



## BACS AUTOCLAVABLES

### BACS DE TREMPAGE POUR LE RAMASSAGE, LA PRÉ-DÉSINFECTION ET LA DÉSINFECTION DE L'INSTRUMENTATION

#### BAC SPÉCIAL FRAISE



VOL. UTILE	DIM. POISSONNIÈRE*	RÉFS.
0,3 L	Ø 8,5 x H 6,8	404 050

#### BAC MICROCHIRURGIE 1L



Couvercle avec charnière.

VOL. UTILE	DIM. HORS TOUT*	DIM. POISSONNIÈRE*	RÉFS.
0,5 L	L 26,5 x l 14 x H 9	L 24,5 x l 11 x H 7,5 (2,7)	404 010

#### BAC MODULE ENDOSCOPIE 20L



VOL. UTILE	DIM. HORS TOUT*	AVEC ROBINET
20 L	L 57 x l 43 x H 30	405 173

#### INSTRUBAC 20L



Couvercle avec charnière.

VOL. UTILE	DIM. HORS TOUT*	DIM. POISSONNIÈRE*		SANS ROBINET	AVEC ROBINET A DROITE	AVEC ROBINET A GAUCHE	AVEC ROBINET CENTRAL
10 L	L 51 x l 30,5 x H 21	L 48,5 x l 27 x H 17	Simple	404 014	404 021	404 021G	404 021C
10 L	L 51 x l 30,5 x H 21	L 48,5 x l 27 x H 17	Double	404 019	-	-	-

Simple - 1 bac avec couvercle et charnières + 1 poissonnière  
Double - 2 bacs avec couvercle et charnières + 1 poissonnière

\*Données exprimées en cm

## BACS NON AUTOCLAVABLES

### BACS DE TREMPAGE POUR LE RAMASSAGE DE L'INSTRUMENTATION SOUILLÉE

#### INSTRUBAC 15L



VOL. UTILE	DIM. HORS TOUT*	DIM. POISSONNIÈRE*	RÉFS.
15 L	L 90 x l 21 x H 16	L 85,5 x l 18 x H 7,5	404 450

Simple - 1 bac + 1 poissonnière + 1 couvercle + 1 plateau

#### INSTRUBAC 4L



VOL. UTILE	DIM. HORS TOUT*	DIM. POISSONNIÈRE*	RÉFS.
4 L	L 47 x l 18 x H 12,5	L 42 x l 14 x H 8,5	404 157

Simple - 1 bac + 1 poissonnière + 1 couvercle + 1 plateau

#### INSTRUBAC 3L OU 10L



VOL. UTILE	DIM. HORS TOUT*	DIM. POISSONNIÈRE*	SANS FENTE	AVEC FENTE
5 L	L 43 x l 29 x H 12,5	L 36,5 x l 25,5 x H 9	404 002NM	-
2 L	L 29,5 x l 20 x H 13	L 23 x l 17 x H 9	404 039	404 038

#### BAC 20L PLAT



VOL. UTILE	DIM. HORS TOUT*	DIM. POISSONNIÈRE*	SANS ROBINET	ROBINET SUR PETIT CÔTÉ
10 L	L 60 x l 40 x H 13	L 55 x l 36,5 x H 11,5	406 011	404 411

#### INSTRUBAC 40L ET 60L



> Meilleure résistance mécanique  
> Absence d'arête.  
> En polypropylène

VOL. UTILE	DIM. HORS TOUT*	DIM. POISSONNIÈRE*	SANS ROBINET	ROBINET SUR PETIT CÔTÉ	ROBINET SUR GRAND CÔTÉ
20 L	L 60 x l 40 x H 24	L 51 x l 34 x H 22	406 017	406 015	406 016
40 L	L 60 x l 40 x H 35	L 51 x l 34 x H 30,5	406 013	404 413	-

#### BAC 20L



VOL. UTILE	DIM. HORS TOUT*	DIM. POISSONNIÈRE*	SANS ROBINET
10 L	L 59 x l 31 x H 26,5	L 54 x l 25,5 x H 25	404 179

## CONSOMMABLES ET MATÉRIELS

### PROTECTANIOS

Alternative à l'autoclavage des bacs.  
Housse stérile pour Instrubacs (15, 20 et 60 L) et bac endoscopique.



**Caractéristiques :**  
Housse en polyéthylène conçues pour épouser les formes de chaque bac de rinçage et évitant l'étape d'autoclavage.

RÉFS. HOUSSE	APPLICATION	RÉFS. BACS	CONDITIONNEMENTS
1 405 460	Bac 15 L	404 450	60
2 405 461	Bac 20 L	404 014	60
3 405 462	Ceinture	405 331	60
	Bac module endoscopie	405 173	60
4 405 662	Bac 60 L	406 013	50

  

DÉNOMIN.	APPLICATION	RÉFS.	CONDITIONNEMENTS
5 Ceinture	Protectanios	405 331	unité

### MODULE MOBILE DE DÉSINFECTION

Module mobile pour le ramassage de l'instrumentation souillée et du matériel non immergeable.  
Prévu pour Instrubac 40L ou 60L.



**Caractéristiques :**  
Acier inoxydable  
Dimensions : 735 L x 490 l x 735 H (mm)  
Hors tout : 765 L x 550 l x 735 H (mm)  
Hauteur avec INSTRUBAC 40 L : 950mm  
Hauteur avec INSTRUBAC 60 L : 1150mm

	RÉF.
Chariot seul*	404 009

\* vendu sans instrubac