

FICHE TECHNIQUE

Référence	061998
Désignation	Dispensers



Description :

- ✓ Choix du volume de distribution par curseur gradué des deux côtés
- ✓ Système de calibration intégré
- ✓ Autoclavables assemblés à 121 °C
- ✓ Rotation du dispenseur sur 360 °
- ✓ Les parties en contact avec le liquide sont chimiquement inertes
- ✓ Justesse (Rel. Err. %) : vol. min < ± 1,5 % , vol. med < ± 1,1 % , vol max < ± 0,6 %
- ✓ Précision (CV %) : vol. min < ± 0,5 % , vol. med < ± 0,35 % , vol max < ± 0,1 %
- ✓ Livrés avec :
 - embase diamètre 45 mm,
 - bouchon et bec verseur : 90 mm pour les modèles 1 à 10 ml - tuyau d'aspiration 350 mm
 - trois raccords : GL 28, 32 et 40 pour les modèles 1 à 10 ml / GL 32, 38
 - certificat d'étalonnage et mode d'emploi.
- ✓ Garantie 2 ans
- ✓ Cylindre en verre borosilicaté
- ✓ Piston avec couche PFA
- ✓ Adapté aux solutions salines, acides forts et faibles ainsi qu'aux bases
- ✓ Coloris rouge
- ✓ Volume 1 – 10 ml
- ✓ Division 0.2 ml

Unité de vente :

1 Dispenser

DOMINIQUE DUTSHER SAS