

Désignation

- Tubes 2ml triple pure avec billes zirconium 1,5mm

Référence

- 062512

Unité de vente : 50



-
- Tubes préremplis de 2,0 ml, billes de zirconium, 1,5 mm Triple-Pure - Impact élevé
 - Tubes préremplis de 2,0 ml
 - Billes de zirconium (céramique)
 - Triple-Pure™ – certifié sans nucléase, protéase ni ADN
 - Prêt à l'emploi
 - Compatible avec tous les homogénéisateurs de billes courant
 - Paquet de 50