


## ACCESSOIRES pour les LAB

---

### 202 MI : PLAQUE DE MANIPULATION POUR LA MICROBIOLOGIE



Dans le cadre de **manipulations en microbiologie** en espace stérile, utiliser cette plaque (réf. 202.MI) : un bec accepte jusqu'à **4 plaques** tout autour de lui. Chaque plaque se pose simplement sur les côtés du bec, sans perçage, sans vissage.

Elles permettent d'exploiter le cône de stérilité généré par l'appareil. **L'espace stérile** obtenu permet la destruction des bactéries, la stérilisation d'oses, l'ensemencement, etc.

4 tubes à essai et 2 boîtes de pétri peuvent être posés sur chacune de ces plaques.

Caractéristiques :

14 cm x 13 cm

Hauteur = 6 cm

Poids = 400 g