

## Notation produit / *Product Rating*

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
066040	POINTE DIAMOND DL10 10µL LONGUE TIPACK RACK/96 STERILE GILSON x960	GILSON

### Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

### Fabrication / *Production*

Ce produit est fabriqué à partir de matières premières provenant d'Europe. Les matières des racks et cônes sont recyclables (PE/PP). La suppression des "carottes" d'injection permettent une économie de 30 à 60% de matière selon les modèles.

*The raw materials used for this product come from Europe. The materials of the racks and cones are recyclable (PE/PP). The elimination of injection "sprouts" allows a saving of 30 to 60% of material depending on the model.*

### Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est en carton et matières plastiques (sachets et racks). Les racks, boîtes et sachets sont recyclables.

*The product packaging is made of cardboard and plastic materials (bags and racks). Racks, boxes and bags are recyclable.*

### Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe en France.

*The product is manufactured in Europe, more precisely in France.*

### En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Le développement durable chez Gilson](#)