

## Notation produit / Product Rating

Référence / Part number	Désignation / Designation	Marque / Brand
066043	POINTE DIAMOND D1000 1000µL TIPACK RACK/96 STERILE GILSON x960	GILSON

### Type de produit / Product category

Consommable / Consumable

### Fabrication / Production

Ce produit est fabriqué à partir de matières premières provenant d'Europe. Les matières des racks et cônes sont recyclables (PE/PP). La suppression des "carottes" d'injection permettent une économie de 30 à 60% de matière selon les modèles.

*The raw materials used for this product come from Europe. The materials of the racks and cones are recyclable (PE/PP). The elimination of injection "sprouts" allows a saving of 30 to 60% of material depending on the model.*

### Emballage / Packaging

L'emballage de ce produit est en carton et matières plastiques (sachets et racks). Les racks, boîtes et sachets sont recyclables.

*The product packaging is made of cardboard and plastic materials (bags and racks). Racks, boxes and bags are recyclable.*

### Expédition / Shipping

Le site de production de ce produit se situe en France.

*The product is manufactured in Europe, more precisely in France.*

### En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Le développement durable chez Gilson](#)