

# FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	066051
<b>Désignation</b>	Pointe 200 $\mu$ l



## Description

- ✓ Description : Pointe standard Pipetman Diamond Gilson D200
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Graduations : oui
- ✓ Coloris : naturel, rack jaune

## Certificats

- ✓ Stérile : oui

## Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 2 - 200  $\mu$ l
- ✓ Dimensions : (long) 51 mm
- ✓ Conditionnement : 10 racks de 96 pointes en Towerpack, système de recharge à compléter avec des boîtes vides réf. 066173

## Unité de vente :

960 Pointes