

FICHE TECHNIQUE

Référence	066121
Désignation	Ensemble capillaire- piston cp100 pr microman m100



Description :

- ✓ Spécialement conçus pour les pipettes Gilson™ MICROMAN™ E. Les pistons capillaires Gilson™ MICROMAN™ E offrent des résultats fiables et reproductibles même avec les liquides les plus visqueux et les plus volatils.
- ✓ Volume 10 à 100 µl
- ✓ Couleur Transparent
- ✓ À utiliser avec (équipement) : Gilson™ Microman™
- ✓ Non stérile
- ✓ Modèle CP100
- ✓ Compatibilité Gilson™ Microman™
- ✓ Conditionnement : En rack dans des boîtes TIPACK
- ✓ Matériau PP (polypropylène)

Unité de vente :

192 Ensembles capillaire-piston