


FICHE TECHNIQUE

Référence	068771
Désignation	Eprouvette graduée 1000 ml



Description :

- ✓ En PMP
- ✓ Coloris : transparent
- ✓ Forme haute
- ✓ Classe A
- ✓ DIN 12681 et ISO 6706
- ✓ Autoclavable (121°C)
- ✓ Nettoyage à 60°C recommandé pour préserver repères et inscriptions
- ✓ Volume : 1000 ml – subdivision 10 ml
- ✓ Hauteur : 440 mm

Unité de vente :

1 Eprouvette graduée 1000 ml