

Désignation

- Anneau ouvert de support l.195mm diam.80mm

Référence

- 068860

Unité de vente

- 1

Description

- Offre un support stable et sûr pour une grande variété d'équipements et de récipients. Les anneaux de laboratoire sont utilisés en combinaison avec des supports et des trépieds, ce qui facilite l'exécution des expériences.
- Anneau ouvert sans noix
- Avec tige, acier chromé
- \varnothing ext 80 mm
- \varnothing int. 65 mm
- \varnothing tige 8 mm
- Longueur au centre : 195 mm

