

Désignation

- Anneau ouvert de support l.215mm diam.120mm

Référence

- 068862

Unité de vente

- 1

Description

- Offre un support stable et sûr pour une grande variété d'équipements et de récipients. Les anneaux de laboratoire sont utilisés en combinaison avec des supports et des trépieds, ce qui facilite l'exécution des expériences.
- Anneau ouvert sans noix
- Avec tige, acier chromé
- \varnothing ext 120 mm
- \varnothing int. 105 mm
- \varnothing tige 8 mm
- Longueur au centre : 215 mm

