

Désignation

- MICROMAN M100E 10-100 μ L

Référence

- 070092

Unité de vente

1 Pipette

Description

- Pipette Gamme MICROMAN E
- Modèle M100E
- Volume réglable
- Volume nominal : 100 μ L
- Erreur systématique (μ L) : 10 μ L \pm 0,50 | 50 μ L \pm 0,75 | 100 μ L \pm 1,00
- Erreur aléatoire (μ L) : 10 μ L \leq 0,20 | 50 μ L \leq 0,30 | 100 μ L \leq 0,40
- Erreur systématique (%) : 10 % \pm 3,0 | 50 % \pm 1,0 | 100 % \pm 0,8
- Erreur aléatoire (%CV) : 10 % \leq 2,00 | 50 % \leq 0,60 | 100 % \leq 0,40
- Type : Manuel positif Déplacement
- Plage de volume : 10-100 μ L
- Connecté : Non
- Nombre de canaux : 1
- Volume : 100 μ L
- Écartement des pointes réglable : Non
- Calibré : Oui
- Code couleur : Saumon
- Pointes compatibles : CP100, CP100ST
- Type de poignée : Ergonomique
- Programmable : Non

