

Désignation

- MICROMAN M250E 50-250 μ L

Référence

- 070093

Unité de vente

1 Pipette

Description

- Pipette Gamme MICROMAN E
- Modèle M250E
- Volume réglable
- Volume nominal : 250 μ L
- Erreur systématique (μ L) : 50 μ L \pm 1,50 | 100 μ L \pm 1,70 | 250 μ L \pm 2,50
- Erreur aléatoire (μ L) : 50 μ L \leq 0,30 | 100 μ L \leq 0,30 | 250 μ L \leq 0,50
- Erreur systématique (%) : 20 % \pm 3,0 | 40 % \pm 1,7 | 100 % \pm 1,0
- Erreur aléatoire (%CV) : 20 % \leq 0,60 | 40 % \leq 0,30 | 100 % \leq 0,20
- Type Doseur volumétrique manuel
- Plage de volume : 50-250 μ L
- Non connecté
- Nombre de canaux : 1
- Volume : 250 μ L
- Écartement des pointes réglable : Non
- Calibré : Oui
- Code couleur : Rouge
- Pointes compatibles : CP250, CP250ST
- Type de poignée : Ergonomique
- Programmable : Non

