

## Notation produit / Product Rating

| Référence / Part number | Désignation / Designation     | Marque / Brand |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| 070134                  | PIPETMAN L 1µl VOLUME<br>FIXE | GILSON         |

### Type de produit / Product category

Consommable / Consumable

### Fabrication / Production

Pour les pipettes, Gilson travaille avec l'injection de gaz pour réduire le poids et la quantité de matière. Gilson propose également un SAV pour la maintenance de ce produit.

*This product is made using gas injection to reduce the weight and amount of material used. Gilson also offers after-sales services for product maintenance.*

### Emballage / Packaging

L'emballage de ce produit est en carton et matières plastiques. Les barquettes sont en matières recyclée.

*The product packaging is made of cardboard and plastic materials (PR/PP). Trays are made from recycled material.*

### Expédition / Shipping

Le site de production de ce produit se situe en France.

*The product is manufactured in Europe, more precisely in France.*

### En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Le développement durable chez Gilson](#)