

Désignation

- Ensemble capillaire-piston cp250 microman m250
tipack rack stérile x96 x6

Référence

- 070178

Unité de vente

576 Pointes

Description

- Pistons capillaires, TIPACK, 50-250 μ L, 6 x 96 pointes stériles
- Gamme : Pistons capillaires
- Modèle : CP250ST TIPACK
- Propreté : Sans ARN, sans ADN, sans RNase, sans DNase, sans ATP, sans pyrogènes
- Longueur de la pointe : 86,45 mm
- Type de pointe : Pointes à déplacement positif
- Volume : 50-250 μ L
- Stérilité : Oui
- Calibrage : Non
- Code couleur : Rouge
- Graduation : Non
- Compatible avec : MICROMAN E M250E
- Forme : Conique
- Méthode de stérilisation : Oxyde d'éthylène (ETO)
- Diamètre intérieur de l'ouverture de la pointe : 0,9 mm

