

FICHE TECHNIQUE

Référence	070432
Désignation	Pipette mLINE



Description :

- ✓ Pipette monocanal à volume variable mLine Sartorius Biohit Family
- ✓ Excellente ergonomie avec une force de pipetage et d'éjection de pointes réduites
- ✓ Sécurité renforcée avec blocage du volumètre empêchant un changement de volume accidentel pendant le pipetage
- ✓ Filtre de protection SafeCone pour minimiser les risques de contamination

Certificats :

- ✓ Entièrement autoclavable
- ✓ Garantie : 2 ans

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 20 – 200 µl
- ✓ Incrément : 0,2 µl

Unité de vente :

1 Pipette mLine