

Fiche technique Riplate® 96:

Les plaques microtitre Riplate® 96 sont fabriquées en polystyrène (PR), afin de garantir une superficie optimale pour des examens microscopiques.

Suite au standard SBS (128 mm x 85 mm), l'utilisation de ces plaques dans tous les modèles de robots de pipetage fréquents est garantie. La gamme Riplate® 96 est disponible en trois différents fonds des puits : U, V et plat. Le code alphanumérique sur chaque plaque facilite l'identification simple et évidente de chaque échantillon. Sur demande, ces plaques peuvent être délivrées également en version stérilisée par radiation bêta.

Références :

43001-0117 | plaque de 96 puits, fond à U, 300 µl/puits
43001-0118 | plaque de 96 puits, fond à V, 240 µl/puits
43001-0119 | plaque de 96 puits, fond plat, 350 µl/puits

43001-1117 | plaque de 96 puits, fond à U, 300 µl/puits, stérilisée (bioclean®)
43001-1118 | plaque de 96 puits, fond à V, 240 µl/puits, stérilisée (bioclean®)
43001-1119 | plaque de 96 puits, fond plat, 350 µl/puits, stérilisée (bioclean®)