

## Désignation

- Pointe Sapphire 1000 $\mu$ l rack

## Référence

- 073073A

## Unité de vente

960 Pointes

## Description

- Pointe de pipette universelle en polypropylène (PP) avec graduation de 1,000  $\mu$ l
- Pour la manipulation de liquides de volumes compris entre 50  $\mu$ l et 1,000  $\mu$ l, compatible avec tous les systèmes, graduée
- Volume 50-1,000  $\mu$ l
- Pointe de pipette : PP (polypropylène), sans métaux lourds
- Support/couvercle : PP (polypropylène), sans métaux lourds
- Couleur pointe de pipette : translucide
- Support/couvercle : translucide Insert de rack : bleu
- Produit de laboratoire à usage général pour le pipetage de liquides, destiné au personnel qualifié en laboratoire.
- Usage unique
- Embout universel compatible avec les pipettes de laboratoire courantes telles que Eppendorf, Gilson, Sapphire, Brand
- Exempt de DNase/RNase détectable, d'ADN humain, d'inhibiteurs de PCR et d'endotoxines (pyrogènes)
- Température ambiante (15 °C - 30 °C)
- Autoclavabilité 121 °C / 20 min
- Centrifugation, max. RCF
- Durée de conservation 3 ans
- La procédure de test de compatibilité des embouts de pipettes est conforme à la norme ISO 8655.
- Rack, non stérile

