


Boîtes de Petri ClearLine®



Convient au contact alimentaire

Description : Boîtes de Petri en polystyrène pour microbiologie, bactériologie

Caractéristiques :

- ✓ En polystyrène cristal, clarté supérieure
- ✓ Fabrication en conditions aseptiques Classe ISO 7
- ✓ Disponibles aseptiques ou stériles (irradiées par E-beam, 10kgy)
- ✓ Sous-conditionnés en sachets
- ✓ Convient au contact alimentaire, selon règlement CE n°1935/2004
- ✓ Température de coulage 60°C

Modèle	Ø 55
Ergots	3
Diamètre (mm) Interne/externe	55/58
Hauteur (mm) Interne/externe	13,1/14,5
Poids (g)	6,1
Unités/sachet	15
Stérilité	irradié E-beam (10kgy)

Unité de vente :

1200 boîtes