



FICHE TECHNIQUE

Référence	076618
Désignation	Elévateur Labo



Description :

- ✓ En al exolé
- ✓ Mécanisme à ciseaux
- ✓ Bouton ergonomique, arrondi
- ✓ DIN 12897
- ✓ Longueur (A) : 200 mm
- ✓ Largeur (B) : 200 mm
- ✓ Hauteur (C) min : 60 mm
- ✓ Hauteur (C) : max : 275 mm
- ✓ Kg max dyn : 7
- ✓ Kg max stat : 30 mm
- ✓ Filetage : M8 x 1.25



Unité de vente :

1 Elévateur Labo