

Désignation

- Portoir pour 12 tubes de 15ml pour bead ruptor Elite avec plaque de maintien

Référence

- 078246

Unité de vente : 1



-
- Support pour tubes de 15 ml Bead Ruptor Elite™ avec plaque de maintien pour tubes de 15 ml
 - Capacité : 12 tubes de centrifugation coniques à bouchon vissé de 15 ml
 - Volume : 500 µL - 10 ml
 - Compatible avec les tubes OMNI de 15 ml
 - Limite de force : Vitesse maximale de 5 m/s