

## Désignation

- Tube 12 ml 15x102mm pp vis jupe stérile

## Référence

- 080194

Unité de vente : 1500



- 
- Tube fond rond avec jupe 12 ml EUROTUBO®
  - Tubes à vis fabriqués en polypropylène transparent autoclavable à 121 °C. Dimensions : 15 x 102 mm.
  - Bouchon vert en polyéthylène haute densité. Livrés bouchés.
  - Le tube possède une jupe externe stable.
  - Résistance à la centrifugation : PS : 7.500 xg. PP : 15.000 xg. Attention : Pour autoclaver ne visser pas le bouchon à fond.
  - Stérile - stérilisé par oxyde d'éthylène
  - Volume recommandé : 12 ml
  - Volume max. : 14,2 ml
  - Matière : polypropylène
  - CE IVD
  - Conditionnement : en sachet unitaire. 6 sacs de 250 unités.
  - Emballage flow-pack avec inscription du numéro de lot, date de péremption, etc.