




ACC-PLASCAN-6 CANISTER PLASTIQUE 1 ETAGE POUR GT2 ET VOYAGEUR 2

Version 0

	Avantages	Canister Plastique 1 étage adaptés au GT2 et VOYAGEUR2	
	Référence Cryopal	ACC-PLASCAN-6	Canister pour GT2 / VOYAGEUR2
	Désignation	Canister plastique 1 étage pour GT2 / VOYAGEUR 2	
	Dimensions / Taille	Hauteur totale = 305 mm Hauteur du gobelet = 120 mm Diamètre = 26 mm	
	Matière	XANTAR	
	Utilisation	Stocker ou Transporter des paillettes	
	Capacité de stockage	Paillette 0,25 ml	110
		Paillette 0,5 ml	50
		Paillette CBS 0,3-0,5 ml	35
	Garantie	1 an	

	Origine	France
	Emballage	Sachet plastique

	Poids	0,020 kg
	HS Code	39231090
	Colisage	0.325 x 0.032 x 0.025 m
	Réglementation - Norme	Dispositif médical de classe 1
	Entretien Nettoyage	-

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Pour toute information, vous pouvez nous contacter :


Cryopal
 Parc Gustave Eiffel - 8, avenue Gutenberg
 CS10 172 - Bussy Saint-Georges
 77 607 - Marne la Vallée cedex 3 - France

 00 33 1 64 76 15 00
 contact.cryopal@cryopal.com
 <http://www.cryopal.com>