




## ACC-PLASCAN-7 CANISTER PLASTIQUE 1 ETAGE TIGE DROITE POUR VOYAGEUR 2

Version 0

	Avantages	Canister Plastique 1 étage tige droite pour VOYAGEUR2	
	Référence Cryopal	ACC-PLASCAN-7 Canister avec tige droite pour VOYAGEUR 2	
	Désignation	Canister avec tige droite pour VOYAGEUR 2	
	Dimensions / Taille	Hauteur totale = 305 mm Hauteur du gobelet = 120 mm Diamètre = 26 mm	
	Matière	XANTAR	
	Utilisation	Transporter des paillettes	
	Capacité de stockage	Paillette 0,25 ml	110
		Paillette 0,5 ml	50
		Paillette CBS 0,3-0,5 ml	35
	Garantie	1 an	

	Origine	France
	Emballage	Sachet plastique

	Poids	0,020 kg
	HS Code	39231090
	Colisage	0.325 x 0.032 x 0.025 m
	Réglementation - Norme	Dispositif médical de classe 1
	Entretien Nettoyage	-

Pour toute information, vous pouvez nous contacter :

 Cryopal  
Parc Gustave Eiffel - 8, avenue Gutenberg  
CS10 172 - Bussy Saint-Georges  
77 607 - Marne la Vallée cedex 3 - France

 00 33 1 64 76 15 00  
 [contact.cryopal@cryopal.com](mailto:contact.cryopal@cryopal.com)  
 <http://www.cryopal.com>